

## **Техническое описание и руководство по эксплуатации диодного лазера с внешним резонатором ECDL-7830RM (S/N 061107)**


Диодный лазер с внешним резонатором ECDL-7830RM является источником перестраиваемого высококогерентного излучения в видимой области оптического спектра. Центральная длина волны рабочего диапазона равна 780 нм. При этом возможна ее отстройка на 17 нм в коротковолновую и на 9 нм в длинноволновую сторону. Лазер может использоваться в метрологии, спектроскопии, интерферометрии.

ECDL-7830RM состоит из оптической головки и электронного блока управления, которые соединяются кабелем VGA типа. Стандартная длина кабеля составляет 1,8 м. Блок управления должен подключаться к сети переменного напряжения через розетку, имеющую контакт **независимого заземления**. Оптическая головка при правильном подключении заземлена, однако следует учитывать, что в состав оптической головки входит пьезоэлемент, питаемый напряжением 210 В. При снятой крышке возможен доступ к его контактам.

### **Оптическая головка.**

В состав оптической головки (Рис.1) входят хладопровод лазерного диода (поз.1), просветленный лазерный диод (LD) с коллимирующим объективом ( $N_A=0.48$ ;  $f=4.5$  мм; выходная апертура – 4.3 мм), термоэлектрические микрохолодильники (элементы Пельтье), термодатчики, вмонтированные в хладопровод лазерного диода и корпус оптической головки (два термистора по 10 кОм). Лазерный диод и коллимирующий объектив жестко объединены в едином модуле, который устанавливается в хладопровод. К нему же крепится полупрозрачное зеркало ( $R=15\%$ ) для вывода части излучения из лазерного резонатора (поз.2). Два контура термостабилизации поддерживают неизменными температуры, как хладопровода, так и всего корпуса оптической головки (поз.7), независимо друг от друга и таким образом, что корпус головки служит в качестве радиатора для внутреннего контура термостабилизации, а основание оптической головки является радиатором для внешнего контура термостабилизации. Основание оптической головки имеет с боков продольные пазы для ее установки на оптический стол. Следует применять такой монтаж оптической головки, при котором обеспечивается хороший теплоотвод от ее основания.

Оптический резонатор перестраиваемого лазера формируется задней гранью лазерного диода, имеющей высокий коэффициент отражения (90-95%), и дифракционной решеткой ( $1800 \text{ мм}^{-1}$ ), установленной в схеме Литрова (поз.3). Решетка укреплена на горизонтальном валу, положение которого и определяет требуемое направление дифракции лазерного пучка. Пьезоэлемент (поз.6), толкающий рычаг с дифракционной решеткой, изменяет одновременно и угол падения луча на решетку, и длину резонатора. Это позволяет расширить диапазон непрерывной перестройки частоты излучения. Подстроечный прецизионный винт (поз.5) обеспечивает грубую перестройку лазерной длины волны.



**Рис.1. Оптическая головка (вид сверху при снятой крышке).** 1 – хладопровод лазерного диода; 2 – полупрозрачное зеркало в оправе; 3 – дифракционная решетка, укрепленная на горизонтальном валу; 4 – вертикальный фиксирующий винт М2; 5 – горизонтальный юстировочный винт М3х0,25; 6 – пьезоэлемент; 7 – корпус оптической головки; 8 – разъем DHS-15F; I – вспомогательный (неподвижный) выход; II – основной выход (нулевой порядок дифракционной решетки).

Точное пространственное согласование падающей на решетку и дифрагированной волн критически важно для получения высокой когерентности и значительной мощности в выходном излучении лазера. ECDL-7830RM не имеет штатных регулировок для настройки взаимного положения лазерного диода и коллимирующего объектива, а также для юстировки лазерного пучка в вертикальном направлении. Эти важные установки требуют серьезного навыка и выполнены предварительно на сборочном стенде. В случае повреждения или деградации лазерного диода модуль диода и коллимирующего объектива должен заменяться целиком.

В отличие от юстировки коллимирующего объектива небольшая подстройка лазерного луча в вертикальной плоскости возможна и после демонтажа оптической

головки со сборочного стенда. Горизонтальная ось (горизонтальный вал) дифракционной решетки установлена в цанговом зажиме. Цанговый зажим фиксируется или отпускается, когда вертикальный винт (поз.4) закручивается или выкручивается соответственно. Слегка асимметричный захват цанги приводит к проворачиванию горизонтального вала при закручивании винта 4 (Рис.1). Закручивание фиксирующего винта приводит к смещению лазерного луча вверх, выкручивание смещает луч вниз. **Не следует вращать фиксирующий винт более, чем на четверть оборота!** В противном случае он может быть поврежден, или горизонтальный вал будет полностью ослаблен.

Если требуется значительное смещение лазерного луча в вертикальной плоскости, то следует воспользоваться Г-образным ключом из ремонтного комплекта. Для установки данного ключа в торце горизонтального вала имеется шлицевой паз с резьбовым отверстием М2. При отпущенном фиксирующем винте 4 горизонтальный вал вращается свободно. После установки вала в требуемое положение он может быть вновь зажат с учетом упомянутого выше вращения вала при затяжке фиксирующего винта.

Как правило выходной пучок лазера астигматичен. Это связано и с его эллиптичностью, и с типом волновода структуры DL. Поэтому иногда наиболее эффективная оптическая обратная связь достигается при слегка сходящемся пучке, т.е. незначительная сходимость ( $\sim 2 \times 10^{-3}$ ) лазерного пучка не означают неправильной юстировки коллиматора ECDL.

### **Блок управления.**

Блок управления (ULDC212 – the universal laser diode controller) устанавливает ток и температуру лазерного диода, температуру корпуса лазера, длину внешней части лазерного резонатора с точностью, достаточной для достижения требуемых характеристик ECDL-7830RM. Аналоговый блок питания обеспечивает все напряжения, требуемые для работы электронных узлов: стабилизированные  $\pm 15\text{В}$ ,  $+210\text{В}$ ,  $\pm 5\text{В}$  и нестабилизированные  $\pm 6\text{В}$ . Под крышкой блока управления рядом с сетевым разъемом расположены три гнезда для плавких сетевых предохранителей. Одно гнездо соответствует переменному напряжению силовой сети 240В, другое – напряжению 220В, третье – напряжению 117В. **Единственный предохранитель номиналом 2А должен быть установлен в соответствующее гнездо!** Дополнительный предохранитель в 0.1 А (F1 на Рис.7) защищает выход высоковольтного блока питания от случайного замыкания. Для того, чтобы снять крышку блока управления, следует выкрутить четыре винта с его нижней стороны.

Передняя панель блока управления разделена на несколько функциональных зон, отражающих работу источника тока (CURRENT), контроллеров температуры (THERMO), высоковольтного усилителя (PZT) и шунта лазерного диода (LD) (Рис.2).

В зоне CURRENT расположены цифровой индикатор, рукоятки установки уровня тока лазерного диода (LEVEL), амплитуды сканирования тока (SWEEP) и уровня ограничения тока (LIMIT). Красный светодиод, расположенный над рукояткой LEVEL, зажигается при достижении уровня ограничения тока. Максимальное значение тока для ULDC212 составляет 190 мА. Полный размах сканирования тока составляет четверть от максимального значения тока (около 50 мА).




Рис.2. Вид спереди и сзади на блок управления.

Встроенный генератор треугольного сигнала может модулировать ток лазерного диода на сетевой частоте  $f$  и ее субгармониках  $f/2$ ,  $f/4$ ,  $f/8$ . Для установки частоты модуляции один из движков переключателя DIP-8 на печатной плате (SW5) должен быть установлен в положение ON. Принимая во внимание низкочастотный механический отклик лазерного резонатора, частота  $f/2$  (т.е. 25 Гц для Европы и 30 Гц для США) предустановлена в ECDL-7830RM. Для сканирования лазерной длины волны могут использоваться и более высокие частоты, если скорость сканирования важна, а дополнительными осцилляциями вблизи точек поворота направления сканирования можно пренебречь.

Поскольку треугольный сигнал управления током инжекцией и напряжением PZT формируется из переменного напряжения силовой сети, то разность фаз этих двух

переменных сигнало постоянна. Это позволяет минимизировать влияние сетевых наводок при регистрации оптических и электрических сигналов.

Триммер ограничения тока (LIMIT) расположен над рукояткой SWEEP. Установка ограничения тока необходима для предотвращения деградации лазерного диода вследствие случайных перегрузок по току.

В зоне THERMO расположены два подстроечных сопротивления, устанавливающих температуру внутреннего (LD) и внешнего (CASE) контуров термостабилизации. Вращение по часовой стрелке приводит к увеличению температуры контролируемого объекта. Двухцветные светодиоды над триммерами отражают состояние соответствующей термостабилизации. Отсутствие какого-либо света в зоне THERMO свидетельствует об установлении требуемых температур лазерного диода и корпуса оптической головки. Зеленый цвет светодиода информирует об активном охлаждении соответствующего объекта, т.е. внешняя температура выше предустановленной для данного объекта. Красный цвет светодиода индицирует нагрев (внешняя температура ниже предустановленной). Светодиоды в зоне THERMO также горят красным, если оптическая головка разъединена с блоком управления.

Галетный переключатель в зоне THERMO переключает цифровой дисплей из режима измерения тока лазерного диода (I) в режим измерения величины сопротивления, задающего температуру лазерного диода (R), или напряжения на пьезоэлементе (U).

В функциональной зоне PZT установлены рукоятки регулировки амплитуды переменного (SCAN) и постоянного (OFFSET) напряжения, подаваемого на пьезоэлемент. Сигнал модуляции, подаваемый на вход высоковольтного усилителя, подобен сигналу, подаваемому на вход источника тока. Относительная фаза этих сигналов выбрана таким образом, чтобы реализовать согласованные изменения тока лазерного диода и длины лазерного резонатора. Это позволяет расширить диапазон непрерывной перестройки частоты выходного излучения лазера. Для сканирования пьезоэлемента используется практически полный (400В) диапазон выходного напряжения высоковольтного усилителя. Максимальная перестройка длины резонатора лазера достигается при среднем положении рукоятки OFFSET и полностью введенной рукоятке SCAN.

В зоне LD находятся тумблер размыкания шунта лазерного диода и индикатор состояния этого шунта. Рекомендуется держать лазерный диод закороченным (светодиод погашен) в момент включения блока управления и до установления

стационарного состояния обоих контуров термостабилизации. Когда тумблер LD переводится в состояние OPEN, светодиод загорается зеленым, и величина сопротивления, закорачивающего выводы лазерного диода, плавно изменяется с величины порядка 4 Ом до величины в десятки МОм, размыкая лазерный диод и защищая его от бросков тока в переходных процессах. Также шунт защищает от перегрузок лазерный диод при аварийном исчезновении любого из питающих источников тока напряжений  $\pm 15$  В.

В верхнем ряду задней панели ULDC212 расположены сетевой евро-разъем, входной разъем для высокочастотной (до 50 кГц) модуляции тока (MOD), входной разъем внешнего управляющего сигнала, переключатель управляющих сигналов (EXT-INT), и выходной разъем синхронизации (TRIG).

В положении INT переключателя управляющих сигналов на разъем TRIG подается треугольный сигнал размахом 5 В с выхода встроенного генератора, который может быть использован для синхронизации внешних устройств. Для того чтобы изменять выходную частоту ECDL-7830RM внешним сигналом, переключатель управляющих сигналов должен быть установлен в положение EXT. В этом случае выход встроенного генератора отсоединяется от входов источника тока и высоковольтного усилителя, на которые теперь, как и на разъем TRIG, подается внешний сигнал.

Сигнал с разъема MOD поступает на вход источника тока независимо от положения переключателя EXT-INT. Отклик в изменении тока по входу MOD в 50 раз меньше, чем по входу EXT.

В нижнем ряду задней панели ULDC212 установлены сетевой выключатель и разъем подключения оптической головки к блоку управления (DHR-15M).

### **Подготовка к работе ECDL-7830RM.**

1. Соединить кабелем VGA типа оптическую головку и блок управления.
2. Проверить положение рукояток SWEEP и LEVEL. Они должны быть в крайнем левом положении.
3. Подсоединить сетевой шнур к **ЗАЗЕМЛЕННОЙ** розетке. Включить сетевой тумблер, расположенный на задней панели, и подождать до момента установления стационарного температурного режима лазерного диода и корпуса оптической головки (светодиоды в зоне THERMO должны погаснуть).

4. Разомкнуть выводы лазерного диода тумблером LD-OPEN и установить рекомендуемый уровень тока.

#### **Выключение ECDL-7830RM.**


1. Вывести обе рукоятки SWEEP и LEVEL до нуля (в крайнее левое положение).
2. Замкнуть выводы лазера тумблером LD-OPEN (рычажок вниз, индикатор состояния шунта погас).
3. Выключить блок управления сетевым тумблером.

#### **Перестройка частоты ECDL-7830RM.**

Механическая стабильность ECDL-7830RM достаточно высока, чтобы сохранять выходные параметры лазера в течение недель. Так что регулировка тока инжекции лазерного диода и напряжения на пьезоэлементе является достаточным средством для точной настройки лазера на желаемую длину волны (например, длину волны атомного перехода). Однако ухудшение характеристик ECDL (увеличение порогового тока, уменьшение выходной мощности и диапазона перестройки частоты, слабое подавление боковых мод, возрастание амплитудного шума) может свидетельствовать о необходимости подъюстировки внешнего резонатора.


Следующие экспериментальные данные описывают работу ECDL-7830RM и могут служить в качестве образцовых при его юстировке.

На рисунке 3 показана осциллограмма, соответствующая ватт-амперной характеристике (ВтАХ) ECDL-7830RM, т.е. зависимости выходной мощности лазера от тока инжекции. Встроенный генератор треугольного сигнала, по которому также синхронизируется развертка осциллографа, линейно во времени увеличивает и уменьшает ток лазерного диода, а соответствующее изменение выходной мощности лазера регистрируется фотоприемником. Практически горизонтальные участки в основании осциллограммы соответствуют допороговому режиму лазера. С появлением генерации выходная мощность монотонно нарастает с ростом тока. Заметные на этих зависимостях скачки, разделяющие линейные участки, соответствуют перескокам мод внешнего резонатора. Внутри некоторых «ступенек» обнаруживается поглощение излучения лазера в парах Rb (эти области окружены красными эллипсами).



**Рис. 3. Зависимость выходной мощности лазера от тока инжекции.** Ток лазерного диода модулируется симметричным треугольным сигналом. Красные эллипсы обозначают зону поглощения лазерного излучения в парах Rb.

Данная зависимость снята при постоянном напряжении на пьезоэлементе (рукоятка SCAN установлена в крайнее левое положение), которое выбрано таким, чтобы поглощение в рубидии было заметным. В другом положении рукоятки OFFSET частота моды внешнего резонатора будет сдвинута и может выйти из резонанса с соответствующим атомным переходом.




**Рис. 4. Зависимость выходной мощности лазера на выходе из Rb ячейки от напряжения на пьезоэлементе.** Ячейка содержит естественную смесь изотопов  $^{85}\text{Rb}$  и  $^{87}\text{Rb}$ . Напряжение меняется линейно со временем (показан только один склон модулирующего сигнала). Ток лазерного диода не меняется.



Следующая осциллограмма (Рис.4) снята при постоянном токе лазерного диода и линейно изменяющемся со временем напряжении на пьезоэлементе. Осциллограмма соответствует только одному склону модулирующего сигнала. Амплитуда сканирования пьезоэлемента выбрана максимальной. Выходная мощность ECDL-7830RM меняется при сканировании длины внешнего резонатора всего на величину нескольких процентов от своего среднего значения, поэтому нулевой уровень мощности находится внизу за пределами экрана.

На записанной кривой хорошо видны скачки, связанные с перескоками мод внешнего резонатора, между которыми выходная частота лазера меняется на несколько ГГц (диапазон, соответствующий области свободной дисперсии ECDL).


Во всех областях непрерывной перестройки частоты наблюдаются резонансы линейного поглощения, соответствующие  $F_g=3 - F_e=2,3,4$  переходам в  $^{85}\text{Rb}$  (доплеровский контур большей амплитуды) и  $F_g=2 - F_e=1,2,3$  в  $^{87}\text{Rb}$  (контур меньшей амплитуды). Для увеличения размаха регистрируемого сигнала ячейка подогревается до 30-40 °С.



**Рис. 5. Пропускание рубидиевой ячейки с естественной смесью изотопов  $^{85}\text{Rb}$  и  $^{87}\text{Rb}$  на переходах  $F_g=2 - F_e=1,2,3$  ( $^{87}\text{Rb}$ ) and  $F_g=3 - F_e=2,3,4$  ( $^{85}\text{Rb}$ ). Напряжение на пьезоэлементе меняется линейно со временем (показан только один склон модулирующего сигнала). Ток лазерного диода постоянен.**

Небольшое отражение лазерного пучка назад с помощью дополнительного полупрозрачного зеркала формирует в рубидиевой ячейке стоячую волну, что позволяет наблюдать при уменьшении амплитуды сканирования лазерной частоты резонансы нелинейного поглощения в атомах рубидия (Рис.5). Хорошее отношение сигнал/шум записанных узких пиков показывает, что ширина линии генерации ECDL существенно меньше естественной ширины перехода.

Изменение тока инжекции приводит к изменению оптической длины собственного резонатора лазерного диода вследствие изменения показателя преломления активной среды и теплового расширения кристалла. Это принципиально позволяет в определенном диапазоне синхронизировать движение собственной и внешней мод составного резонатора лазера и тем самым увеличить диапазон непрерывной перестройки длины волны ECDL-7830RM.



**Рис. 6. Пропускание ячейки с парами Rb при синхронном сканировании дифракционной решетки и тока ЛД.**

На рисунке 6 показан сигнал на фотоприемнике за Rb ячейкой при одновременном сканировании тока лазерного диода и напряжения на пьезоэлементе. Размах сканирования пьезоэлемента устанавливается на максимум (рукоятка SCAN находится в крайнем правом положении, а рукоятка OFFSET – в среднем), при этом амплитуда сканирования тока и его среднее значение определены опытным путем до полного исчезновения перескоков мод во всем диапазоне сканирования.

Следует отметить, что из-за определенной задержки пьезоэлемента в отклике на управляющий сигнал по отношению к току (степень задержки зависит от частоты и амплитуды сканирования), не всегда удается получить одновременно на обоих склонах управляющего сигнала строго согласованный сдвиг собственной и внешней мод. Поэтому поведение лазера в отношении перестройки частоты может отличаться для разных склонов управляющего сигнала.

### **Юстировка ECDL-7830RM.**

Ниже приведена последовательность действий, если выявлено, что требуется подюстировка лазера.

1) Вставить Г-образный ключ из ремкомплекта в шлицевой паз горизонтальной оси дифракционной решетки.

2) Определить направление, в котором движение Г-образного ключа приводит к уменьшению порогового тока. Для этого мягко понажимать на рычаг вверх и вниз.

3) Если движение рычага вниз (т.е. лазерный луч, отраженный от дифракционной решетки движется вверх) приводит к уменьшению порогового тока, то следует вращать фиксирующий винт (Рис.1, поз.4) по часовой стрелке. В противоположном случае фиксирующий винт следует слегка ослабить. Для вращения фиксирующего винта используется средний шестигранный ключ из ремкомплекта. Как правило, вращения на несколько градусов достаточно для восстановления режимов работы ECDL-7830RM.

4) После достижения минимума порога генерации установить, если требуется, необходимую длину волны горизонтальным юстировочным винтом (Рис.1, поз.5), доступ к которому возможен и при закрытой крышке оптической головки. Для вращения горизонтального юстировочного винта используется самый малый шестигранный ключ из ремкомплекта.

## Приложение. Принципиальные и монтажные схемы ULDC212.




Рис.7. Схема блока питания.




Рис.8. Схема источника тока.




Рис.9. Схема контроллера температуры лазерного диода.




Рис.10. Схема контроллера температуры корпуса оптической головки.




Рис.11. Схема генератора треугольного сигнала.




Рис.12. Схема высоковольтного усилителя.





Рис.13. Монтажные схемы ULDC212.

## Общие рекомендации по эксплуатации ECDL-7830RM.

1. Не пытайтесь изменить настройку выходного объектива. В случае деградации лазерного диода единый модуль диода и объектива должен заменяться целиком.

2. Не нарушайте последовательность включения и выключения лазера.

3. Не понижайте температуру лазерного диода ниже точки росы, это может привести к деградации лазерного диода. Температура лазерного диода может быть оценена из ТКС (температурный коэффициент сопротивления) термистора:

$$\text{ТКС} = - 4 \text{ \%}/^{\circ}\text{C} .$$

4. Используйте оптический изолятор для устранения паразитных отражений обратно в лазер.

5. Следуйте **золотому правилу**: ECDL как часть экспериментальной установки должен включаться последним и выключаться первым.

### Спецификация.

1. Длина волны	<b>780.0</b> нм	
2. Выходная мощность	выход I	выход II
@ 49 mA	2.5 мВт	11 мВт
@ <b>71</b> mA	<b>5.6</b> мВт	24 мВт
@ 92 mA	8 мВт	36 мВт
3. Диапазон непрерывной перестройки		
by PZT only	5 ГГц	
by PZT+LD current	30 ГГц	
4. Диапазон грубой перестройки	763 ÷ 789 нм	
5. Поляризация	линейная вертикальная	
6. Пучок	эллиптический 5×1.5 мм <sup>2</sup>	
7. Пороговый ток	<b>32</b> mA	
8. Рабочий ток	<b>71</b> mA	
9. Величина термосопротивления	<b>12.0</b> кОм	
10. Размеры оптической головки	70×60×33 мм <sup>3</sup>	
11. Вес оптической головки	150 г	
12. Размеры блока управления	260×210×70 мм <sup>3</sup>	
13. Вес блока управления	2.5 кг	